


Система полімерного лігування

Click'aV[®] Лігатурні кліпси та аплікатори

Безпечне та малоінвазивне рішення навіть для найскладніших випадків



Розроблено у співпраці з
Дієго Гонсалесом Рівасом

PROVIDING SPECIALISTS WITH
INNOVATIVE
HEALTHCARE SOLUTIONS

WITH THE CENTRAL FOCUS ON
PATIENTS' SAFETY AND USERS' COMFORT



Click'aV Plus™ Лігатурні кліпси

Друге покоління Click'aV Plus™ - це унікальний лігатурний затискач, оснащений **запатентованими зубцями**, які значно підвищують безпеку пацієнта:




- **Двонаправлений стабілізації тканин**
- **Підвищеній поперечній стабільності** - усуває тенденцію до зісковзування з судини під впливом тиску крові або маніпуляцій в операційному полі
- **Атравматичній стабілізації судин**

У ряді процедур лігатурні кліпси Click'aV Plus™ успішно замінюють ендостеплери або гармонійний скальпель, поєднуючи найвищий рівень безпеки з економією коштів. Не менш важливими є низький рівень перешкод при КТ-скануванні, рентгенівських знімках та велика безпека при МРТ, що призводить до відсутності артефактів. Кожен затискач оснащений шарніром і засувкою, протестованими в тисячах процедур.

Затискачі Click'aV Plus™ були спеціально розроблені для

- великих судин з підвищеним тиском
- місць з утрудненим доступом або обмеженою видимістю
- місць, де маніпуляції на робочому місці призводять до підвищеного ризику механічного зміщення затискачів

Поперечна стабільність є основним фактором, що захищає від зісковзування кліпси. Нашим головним завданням під час розробки Click'aV Plus™ було захистити пацієнта від можливості зсуву кліпси з судини. Результатом зусиль команди Greva стала полімерна кліпса другого покоління - перша в світі кліпса з вбудованим ABS.




Click'aV Plus™

Більш ніж удвічі більший опір ковзанню порівняно з конкурентними полімерними кліпсами 1-го покоління.



Click'aV^{Plus}



Патент № 10,265,079

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- 2, 3, 4 або 6 кліпс в картриджі
- Доступні 4 розміри: ML, L, XL, XXL
- Атрауматична двостороння стабілізація
- Кольорові картриджі для легкої ідентифікації
- Сумісність з відповідними аплікаторами Click'aV[®]
- Клейка основа картриджа



АРТИКУЛ	РОЗМІР КЛІПСУ	ДІАПАЗОН РОЗМІРІВ ПАЧКИ ТКАНИН (ММ)	КОЛІР	PCS (за картридж/картриджі в коробці)
0301-10ML	ML	3-10	●	6/20
0301-10ML04	ML	3-10	●	4/20
0301-10ML02	ML	3-10	●	2/20
0301-10L	L	5-13	●	6/20
0301-10L04	L	5-13	●	4/20
0301-10L02	L	5-13	●	2/20
0301-10XL	XL	7-16	●	6/20
0301-10XL04	XL	7-16	●	4/20
0301-10XL02	XL	7-16	●	2/20
0301-10XXL04	XXL	10-22	●	4/8
0301-10XXL03	XXL	10-22	●	3/8
0301-10XXL02	XXL	10-22	●	2/8

НОВИНКА

XXL Click'aV Plus™ Лігуючі кліпси

За допомогою Click'aV Plus™ XXL хірург може розширити діапазон економічних переваг при виконанні операцій на дуже товстих тканинах, замінивши дорогі ендостаплери на таку ж безпечну, але економічно ефективну техніку.



Унікальний розмір
Нові можливості

Click'aV[®] лігатурні кліпси

Лігуючі кліпси Click'aV[®] - це імплантовані медичні пристрої, виготовлені з сучасного полімеру, що забезпечує високий рівень біосумісності, а також структурну та розмірну стабільність у часі, необхідну для довготривалої безпеки пацієнта. Вони розроблені таким чином, щоб поєднувати швидкість металевої кліпси з надійністю, яку можна порівняти з шовним матеріалом 2.0. Ця комбінація призводить до значної економії часу.



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

- 2, 4 або 6 кліпс у картриджі
- Доступні 4 розміри: M, ML, L, XL
- Кольорове маркування картриджів для легкої ідентифікації
- Сумісний з відповідними аплікаторами Click'aV[®]
- Клейка основа картриджа



АРТИКУЛ	РОЗМІР ЗАЖИМУ	ДІАПАЗОН РОЗМІРІВ ПАЧКИ ТКАНИНИ (ММ)	КОЛІР	PCS (за картридж/картриджі в коробці)
0301-03M	M	2-7	●	6/20
0301-03M04	M	2-7	●	4/20
0301-03ML	ML	3-10	●	6/20
0301-03ML04	ML	3-10	●	4/20
0301-03ML02	ML	3-10	●	2/20
0301-03L	L	5-13	●	6/20
0301-03L04	L	5-13	●	4/20
0301-03L02	L	5-13	●	2/20
0301-03XL	XL	7-16	●	6/20
0301-03XL04	XL	7-16	●	4/20
0301-03XL02	XL	7-16	●	2/20

Click'aV[®] Відкриті хірургічні кліпси

Click'aV[®] аплікатори для відкритої хірургії доступні в широкому діапазоні розмірів і довжини аплікаторів. Виготовлені з високоякісної хірургічної нержавіючої сталі, щоб задовольнити вимоги найвимогливіших професіоналів. Кільця ручок мають кольорове кодування, що відповідає відтінкам картриджів.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Доступні для затискачів М, ML, L та XL Click'aV[®] та Click'aV Plus™.
- Доступні 2 довжини: 20 см та 27 см
- Виготовлені з високоякісної хірургічної нержавіючої сталі




АРТИКУЛ	РОЗМІР КЛІПСУ	ВИД НАКОНЕЧНИКА	ДОВЖИНА АПЛІКАТОРА (СМ)	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ ШТУК В КОРОБЦІ
0301-04M20	М	Вигнуті	20	●	1
0301-04M27	М	Вигнутий	27	●	1
0301-04M27A70	М	Прямокутний 70°	27	●	1
0301-04ML20	ML	Вигнутий	20	●	1
0301-04ML27	ML	Вигнутий	27	●	1
0301-04ML27A70	ML	Прямокутний 70°	27	●	1
0301-04L20	L	Вигнутий	20	●	1
0301-04L27	L	Вигнутий	27	●	1
0301-04L27A70	L	Прямокутний 70°	27	●	1
0301-04XL20	XL	Вигнутий	20	●	1
0301-04XL27	XL	Вигнутий	27	●	1
0301-04XL27A70	XL	Прямий кут 70°	27	●	1

Click'aV[®] Ендоскопічні затискачі Click'aV

Ендоскопічні затискачі Click'aV[®] доступні в широкому діапазоні розмірів. Виготовлені з високоякісної хірургічної нержавіючої сталі, затискачі Grepa гарантують ергономічний та ефективний підхід в ендоскопічних процедурах. Кільця ручок мають кольорове кодування, що відповідає відтінкам картриджів. Точна робота робить аплікатори Grepa найкращим вибором для хірургів, які виконують ендоскопічні процедури.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Губки активуються передньою рукою для кращої стійкості
- Обертання валу на 360° вказівним пальцем дозволяє працювати однією рукою
- Порт для промивання полегшує очищення, усуваючи тим самим потенційне забруднення
- Виготовлений з високоякісної хірургічної нержавіючої сталі
- Нерозбірна конструкція для полегшення обслуговування та довговічності



АРТИКУЛ	РОЗМІР ЗАЖИМУ	ТИП	РОБОЧА ДОВЖИНА (СМ)	ДІАМЕТР ВАЛУ/ТРОАКАРА (ММ)	КОЛІР	К-ТЬ ШТУК В КОРОБЦІ
0301-04ME	M	Ендоскопічний	33	5/5	■	1
0301-04MLE	ML	Ендоскопічний	33	5/5	■	1
0301-04LE	L	Ендоскопічний	33	10/10	■	1
0301-04XLE	XL	Ендоскопічний	33	10/10	■	1

Click'aV[®] Ендоскопічні кліпси 45 см

Для безпечного проведення бариатричних процедур Grena пропонує ендоскопічні затискачі збільшеної довжини для бариатричної хірургії.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Губки активуються передньою ручкою для кращої стабільності
- Обертання валу на 360° вказівним пальцем дозволяє працювати однією рукою
- Порт для промивання полегшує очищення, усуваючи тим самим потенційне забруднення
- Виготовлений з високоякісної хірургічної нержавіючої сталі
- Нерозбірна конструкція для полегшення обслуговування та довговічності



АРТИКУЛ	РОЗМІР ЗАЖИМУ	ТИП	РОБОЧА ДОВЖИНА (СМ)	ДІАМЕТР ВАЛУ/ТРОАКАРА (ММ)	КОЛІР	К-СТЬ ШТУК В КОРОБЦІ
0301-04MEB	M	Ендоскопічний	45	5/5		1
0301-04MLEB	ML	Ендоскопічний	45	5/5		1
0301-04LEB	L	Ендоскопічний	45	10/10		1
0301-04XLEB	XL	Ендоскопічний	45	10/10		1

Click'aV[®] Ендоскопічні затискачі 20°

Ендоскопічні затискачі з кутом нахилу 20° були спеціально розроблені для кращого доступу в складних анатомічних умовах.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Щелепи активуються передньою ручкою для кращої стабільності
- Обертання валу на 360° вказівним пальцем дозволяє працювати однією рукою
- Порт для промивання полегшує очищення, усуваючи тим самим потенційне забруднення
- Виготовлений з високоякісної хірургічної нержавіючої сталі
- Нерозбірна конструкція для полегшення обслуговування та довговічності



АРТИКУЛ	РОЗМІР ЗАЖИМУ	ТИП	РОБОЧА ДОВЖИНА (СМ)	ДІАМЕТР ВАЛУ/ТРОАКАРА (ММ)	КОЛІР	К-СТЬ ШТУК В КОРОБЦІ
0301-04MEA20	M	Ендоскопічний	33	5/10		1
0301-04MLEA20	ML	Ендоскопічний	33	5/10		1
0301-04LEA20	L	Ендоскопічний	33	10/12		1
0301-04XLEA20	XL	Ендоскопічний	33	10/12		1

Click'aV[®] Знімні ендоскопічні кліпси-аплікатори

Ця лінійка продуктів пропонується для користувачів з найвищими гігієнічними вимогами. Пристрій може бути розібраний, щоб медичний персонал міг очищати і дезінфікувати його відповідно до місцевих вимог без будь-яких компромісів. Іншою перевагою цієї розробки є дуже висока гнучкість і сумісність компонентів.




АРТИКУЛ	РОЗМІР ЗАТИСКАЧА	ВИРІБ	РОБОЧА ДОВЖИНА (СМ)	ДІАМЕТР ВАЛУ/ТРОАКАРА (ММ)	КОЛІР	ШТ. В КОРОБЦІ
0301-04MMLEHS	M/ML	Рукоятка з валом	33	5/5		1
0301-04LXLEHS	L/XL	Рукоятка з валом	33	10/10		1

REF	РОЗМІР ЗАЖИМУ	ПРОДУКТ	ПІДХОДИТЬ	ПКП В КОРОБЦІ
0301-04MEI	M	Вставка	0301-04MMLEHS	10
0301-04MLEI	ML	Вставка	0301-04MMLEHS	10
0301-04LEI	L	Вставка	0301-04LXLEHS	10
0301-04XLEI	XL	Вставка	0301-04LXLEHS	10

Click'aV[®] Універсальні ендоскопічні кліпсатори

Прислухаючись до побажань хірургів, ми розробили універсальний аплікатор для затискачів (заявка на патент подана), який можна використовувати для полімерних затискачів L або XL. За допомогою легкого перемикання важеля оператор вирішує, який розмір затискача буде використовуватися в затискачах. Ця концепція допомагає зменшити кількість аплікаторів, що зберігаються в лікарні, а також зменшити вплив на навколишнє середовище, пов'язане з очищенням, дезінфекцією та стерилізацією аплікаторів.



АРТИКУЛ	РОЗМІР ЗАТИСКАЧА	ТИП	РОБОЧА ДОВЖИНА (СМ)	ДІАМЕТР ВАЛУ/ТРОАКАРА (ММ)	КОЛІР	К-ТЬ ШТУК В КОРОБЦІ
0301-04LXLUNE	L/ XL	Ендоскопічні	33	10/10		1

Ендоскопічні затискачі Gonzalez Rivas 45°

Ендоскопічний затискач під кутом 45° - це унікальний пристрій, розроблений у співпраці з доктором Дієго Гонзалесом Рівасом для забезпечення кращого доступу в хірургії VATS. Він полегшує накладання кліпси в найскладніших випадках VATS, особливо при процедурах з одним портом доступу.
(лікування).



Доктор Дієго Гонзалес Рівас

Отримав ступінь з медицини та хірургії в Університеті Сантьяго-де-Компостела (1992-1998). Ординатор відділення торакальної хірургії в лікарні Хуана Каналехо в Ла-Коруні з 1999 по 2004 рік. Лікар торакальної хірургії з липня 2004 року, до квітня 2005 року працював у відділенні торакальної хірургії Університетського госпіталю в Сантьяго-де-Компостела, а з того часу - у відділенні торакальної хірургії Університетського госпіталю в А-Коруні.



45 °Ендоскопічні аплікатори підходять до одноразових ранопротекторів / ретракторів RingProtect™Gonzalez Rivas модифікованих Grena. КОД 0221-070070035NA

АРТИКУЛ	РОЗМІР ЗАЖИМУ	ТИП	РОБОЧА ДОВЖИНА (СМ)	ДІАМЕТР ВАЛА/ ТРОАКАРА (ММ)	РЕТРАКТОР (рекомендований)	КОЛІР	К-СТЬ УПАКОВОК В КОРОБЦІ
0301-04MEA45	M	Ендоскопічний	33	5/10	RingProtect™Gonzalez Rivas модифікований		1
0301-04MLEA45	ML	Ендоскопічний	33	5/10	RingProtect™Gonzalez Rivas модифікований		1
0301-04LEA45	L	Ендоскопічний	33	10/NA	RingProtect™Gonzalez Rivas модифікований		1
0301-04XLEA45	XL	Ендоскопічний	33	10/NA	RingProtect™Gonzalez Rivas модифікований		1

Omnifinger™ Артикуляційні ендоскопічні затискачі


Omnifinger™ - це унікальний артикуляційний ендоскопічний затискач, розроблений у співпраці з доктором Дієго Гонзалесом Рівасом (Diego Gonzales Rivas). Він був спеціально розроблений для роботи у складних випадках.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

- 60° загального кута нахилу
- Доступні 2 діаметра вала: 5 мм і 10 мм
- Доступні 2 довжини: 36 см і 47 см
- Шарнірне з'єднання і обертання вала на 360° вказівним пальцем дозволяє працювати однією рукою
- Промивний отвір полегшує очищення, усуваючи тим самим потенційне забруднення
- Виготовлений з високоякісної хірургічної нержавіючої сталі
- За замовчуванням без замка, версія з замком доступна за спеціальним замовленням



Заявка на патент подана



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ЗАМОК	КОЛІР	ДІАМЕТР ВАЛУ (ММ)	ДІАМЕТР ТРОАКАРА (ММ)	РОБОЧА ДОВЖИНА (СМ)	КІЛЬКІСТЬ В КОРОБЦІ (ШТ)
0301-04MEOMN	M	TAK	●	5	5	36	1
0301-04MEOMNX	M	HI	●	5	5	36	1
0301-04MLEOMN	ML	TAK	●	5	5	36	1
0301-04MLEOMNX	ML	NO	●	5	5	36	1
0301-04LEOMN	L	TAK	●	10	10	36	1
0301-04LEOMNX	L	NO	●	10	10	36	1
0301-04XLEOMN	XL	TAK	●	10	10	36	1
0301-04XLEOMNX	XL	HI	●	10	10	36	1
0301-04MEOMNB	M	TAK	●	5	5	47	1
0301-04MEOMNBX	M	HI	●	5	5	47	1
0301-04MLEOMNB	ML	TAK	●	5	5	47	1
0301-04MLEOMNBX	ML	NO	●	5	5	47	1
0301-04LEOMNB	L	TAK	●	10	10	47	1
0301-04LEOMNBX	L	NO	●	10	10	47	1
0301-04XLEOMNB	XL	YES	●	10	10	47	1
0301-04XLEOMNBX	XL	HI	●	10	10	47	1

Екстарктор кліпс



АРТИКУЛ	РОЗМІР КЛІПСИ	ПРОДУКТ	ПОРАДИ	К-ТЬ ШТУК В КОРОБЦІ
0301-R804MMLL	M, ML, L	Екстарактор кліпс для відкритої хірургії	-	1
0301-R804XL	XL	Екстарактор кліпс при відкритих операціях	-	1
0301-R804MLLE	M, ML, L	Ендоскопічний затискач для видалення кліпс	-	1
0301-R804LXLE	L, XL	Ендоскопічний екстарактор кліпс	Рекомендовано для L	1
0301-R804MLLEB	M, ML, L	Ендоскопічний екстарактор кліпс баріатричний	-	1
0301-R804LXLEB	L, XL	Ендоскопічні кліпси для баріатричної хірургії	Рекомендовано для L	1

ІНДЕКС

Широкий перелік доступних аплікаторів та знімачів кліпс

АРТИКУЛ	ПРОДУКТ
0301-04L20	Click'aV® Ligating Clip Applier L, 20см, відкрита хірургічна операція
0301-04L27	Click'aV® Ligating Clip Applier L, 27см, відкритий хірургічний
0301-04L27A70	Click'aV® Ligating Clip Applier L, 27см, 70°, відкритий сург
0301-04LE	Click'aV® Ligating Clip Applier L, L, ендокхірургічний
0301-04LEA20	Click'aV® Ligating Clip Applier L, ендокхірургічний, кут нахилу 20
0301-04LEA20B	Click'aV® Ligating Clip Applier L, endo, кут нахилу 20°, баріатричний
0301-04LEA20I	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, L, ендоскопічний, кут нахилу 20
0301-04LEA20IB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, L, ендоскопічний, кут нахилу 20°, баріатричний
0301-04LEA45	Click'aV® Ligating Clip Applier L, ендокхірургічний, Gonzalez Rivas
0301-04LEA45I	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, L, endo, Gon- zalez Rivas
0301-04LEA45IB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, L, endo, Gonza- lez Rivas, баріатричний
0301-04LEB	Click'aV® Ligating Clip Applier L, endo, 45 см, баріатричний
0301-04LEI	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, L, endo, endo
0301-04LEIB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, L, endo, баріатричний
0301-04LEOMN	OMNIFinger™ Артикуляційний аплікатор Click'aV® Ligating Clip Applier, L, ендокхірургічний
0301-04LEOMNB	OMNIFinger™ Articulating Click'aV® Ligating Clip Applier, L, ендокхірургічний, баріатричний
0301-04LEOMNBX	OMNIFinger™ Артикуляційний затискач Click'aV® Ligating Clip Applier, L, endo, баріатричний, без фіксатора
0301-04LEOMNX	OMNIFinger™ артикулюючий аплікатор Click'aV® Ligating Clip Applier, L, endo, без фіксатора
0301-04LXLEHS	Рукоятка для накладання лігатурних кліпс Click'aV® Ligating Clip зі стрижнем, L, XL, ендокхірургічна
0301-04LXLEHSB	Ручка для накладання лігатурних затискачів Click'aV® з валом, L, XL, endo, 45 см (баріатричний)
0301-04M20	Click'aV® Ligating Clip Applier M, 20 см, відкритий хірургічний
0301-04M27	Click'aV® Ligating Clip Applier M, 27см, для відкритої хірургії
0301-04M27A70	Click'aV® Ligating Clip Applier M, 27см, 70°, відкритий хірургічний,
0301-04ME	Click'aV® Ligating Clip Applier M, ендокхірургічний
0301-04MEA20	Click'aV® Ligating Clip Applier M, endo, кут нахилу 20°
0301-04MEA20B	Click'aV® Ligating Clip Applier M, ендокхірургічний, кут нахилу 20°, баріатричний
0301-04MEA20I	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, M, ендоскопічна, кутова, 20
0301-04MEA20IB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, M, ендокхірургічний, кут нахилу 20°, баріатричний
0301-04MEA45	Click'aV® Ligating Clip Applier M, endo, Gonzalez Rivas
0301-04MEA45I	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, M, endo, Gon- zalez Rivas (баріатричний)
0301-04MEA45IB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, M, endo, Gon- zalez Rivas, баріатричний

АРТИКУЛ	ПРОДУКТ
0301-04MEB	Click'aV® Ligating Clip Applier M, endo, баріатричний
0301-04MEHS	Рукоятка Click'aV® Ligating Clip Applier з валом, M endo
0301-04MEI	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, M, endo, ендокхірургічний
0301-04MEIB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, M, endo, баріатричний
0301-04MEOMN	OMNIFinger™ артикуляційний Click'aV® Ligating Clip Applier, M, ендокхірургічний
0301-04MEOMNB	OMNIFinger™ Articulating Click'aV® Ligating Clip Applier, M, endo, баріатричний
0301-04MEOMNBX	OMNIFinger™ Артикуляційний аплікатор Click'aV® Ligating Clip Appliance, M, ендоскопічний, баріатричний, без фіксатора
0301-04MEOMNX	OMNIFinger™ Артикуляційний аплікатор Click'aV® Ligating Clip Applier, M, ендокхірургічний, без фіксатора
0301-04ML20	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, 20см, відкритий хірургічний, без фіксатора
0301-04ML27	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, 27см, відкрита хірургічна рана
0301-04ML27A70	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, 27см, 70°, відкритий сургут
0301-04MLE	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, ендокхірургічний
0301-04MLEA20	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, ендокхірургічний, кут нахилу 20
0301-04MLEA20B	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, endo, кут нахилу 20°, баріатричний
0301-04MLEA20I	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, ML, ендоскопічний, кут 20°, баріатричний
0301-04MLEA20IB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, ML, endo, кут 20°, баріатричний
0301-04MLEA45	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, ендоскопічний, Gonzalez Rivas
0301-04MLEA45I	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, ML, endo, Gonzalez Rivas
0301-04MLEA45IB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, ML, endo, Gon- zalez Rivas, баріатричний
0301-04MLEB	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, endo, 45 см, баріатричний
0301-04MLEHS	Рукоятка для накладання лігатурних затискачів Click'aV® Ligating Clip зі стрижнем, ML
0301-04MLEI	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, ML, endo
0301-04MLEIB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, ML, endo, баріатричний
0301-04MLEOMN	OMNIFinger™ Артикулюючий аплікатор Click'aV® Ligating Clip Applier, ML, ендокхірургічний
0301-04MLEOMNB	OMNIFinger™ Articulating Click'aV® Ligating Clip Applier, ML, endo, баріатричний
0301-04MLEOMNBX	OMNIFinger™ Артикуляційний затискач Click'aV® Ligating Clip Applier, ML, ендокхірургічний, баріатричний, без фіксатора
0301-04MLEOMNX	OMNIFinger™ Артикулюючий аплікатор Click'aV® Ligating Clip Applier, ML, endo, без фіксатора
0301-04MMLEHS	Ручка Click'aV® Ligating Clip з валом, M, ML, ендокхірургічна
0301-04MMLEHSB	Рукоятка Click'aV® Ligating Clip Applier з валом, M, ML, endo, 45 см (баріатричний)
0301-04XL20	Click'aV® Ligating Clip Applier XL, 20см, відкритий хірургічний
0301-04XL27	Click'aV® Ligating Clip Applier XL, 27см, відкрита хірургія, Click'aV® Ligating Clip Applier XL, 27см, відкрита хірургія

АРТИКУЛ	ПРОДУКТ
0301-04XL27A70	Click'aV® Ligating Clip Applier XL, 27см, 70°, відкритий хірургічний
0301-04XLE	Click'aV® Ligating Clip Applier XL, ендохірургічний
0301-04XLEA20	Click'aV® Ligating Clip Applier XL, ендо, кут нахилу 20°, ендохірургічний
0301-04XLEA20B	Click'aV® Ligating Clip Applier XL, ендо, кут нахилу 20°, баріатричний
0301-04XLEA20I	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, XL, ендохірургічний, кут нахилу 20°, баріатричний
0301-04XLEA20IB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, XL, ендо, кут нахилу 20°, баріатричний
0301-04XLEA45	Click'aV® Ligating Clip Applier XL, ендо, Gonzalez Rivas, баріатричний
0301-04XLEA45I	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, XL, ендо, Gonzalez Rivas
0301-04XLEA45IB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, XL, ендо, Gonzalez Rivas, баріатричний
0301-04XLEB	Click'aV Ligating Clip Applier XL, ендо, 45 см, баріатричний
0301-04XLEHS	Рукоятка Click'aV для накладання лігатурних затискачів з валом, XL ендо
0301-04XLEI	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, XL, ендо
0301-04XLEIB	Click'aV® Ligating Clip Applier Insert, XL, ендо, баріатричний
0301-04XLEOMN	OMNIFinger™ Артикуляційний затискач Click'aV® Ligating Clip Applier, XL, ендохірургічний
0301-04XLEOMNB	OMNIFinger™ Articulating Click'aV® Ligating Clip Applier, XL, ендо, баріатричний
0301-04XLEOMNBX	OMNIFinger™ Articulating Click'aV® Ligating Clip Applier, XL, ендо, bariatric, без фіксатора
0301-04XLEOMNX	OMNIFinger™ Articulating Click'aV® Ligating Clip Applier, XL, ендохірургічний, без фіксатора
0301-04LXLUNE	Універсальний лігатурний затискач Click'aV® Ligating Clip Applier, L/XL, ендо
0301-04MLEN	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, ендо
0301-04MEN	Click'aV® Ligating Clip Applier M, ендо
0301-04MEA20N	Click'aV® Ligating Clip Applier M, ендо, кут нахилу 20°
0301-04MEA45N	Click'aV® Ligating Clip Applier M, ендо, кут 45°, ендоскопічний
0301-04MEA20BN	Click'aV® Ligating Clip Applier M, ендо, кут 20°, баріатричний
0301-04MEA45BN	Click'aV® Ligating Clip Applier M, ендо, кут 45°, баріатричний, баріатричний
0301-04MEBN	Click'aV® Ligating Clip Applier M, ендохірургічний, баріатричний
0301-04MLEA20N	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, ендохірургічний, кут нахилу 20°, баріатричний
0301-04MLEA45N	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, ендо, кут нахилу 45°
0301-04MLEBN	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, ендохірургічний, баріатричний
0301-04MLEA20BN	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, ендохірургічний, кут нахилу 20°, баріатричний
0301-04MLEA45BN	Click'aV® Ligating Clip Applier ML, ендо, кут 45°, баріатричний, баріатричний

АРТИКУЛ	ПРОДУКТ
0301-04LEN	Click'aV® Ligating Clip Applier L, ендохірургічний
0301-04LEBN	Click'aV® Ligating Clip Applier L, ендо, баріатричний
0301-04XLEN	Click'aV® Ligating Clip Applier XL, ендохірургічний
0301-04XLEBN	Click'aV® Ligating Clip Applier XL, ендо, баріатричний
0301-04XXLEN	Click'aV® Ligating Clip Applier XXL, ендо
0301-04XXLEBN	Click'aV® Ligating Clip Applier XXL, ендо, баріатричний
0301-04XXL20	Click'aV® Ligating Clip Applier XXL, 20 см, для відкритої хірургії
0301-R804LXLE	Click'aV® Ligating Clip Remover, L, XL, ендохірургічний
0301-R804LXLEB	Click'aV® Ligating Clip Remover, L, XL, ендо, баріатричний
0301-R804LXLEHS	Рукоятка для зняття лігатурних затискачів Click'aV® з валом, L, XL, ендо
0301-R804LXLEHSB	Рукоятка для зняття лігатурних затискачів Click'aV® з важеlem, L, XL, ендо, 45 см (баріатрична)
0301-R804LXLEI	Вставка для зняття лігатурних затискачів Click'aV® Ligating Clip Remover, ендоскопічна, L, XL
0301-R804LXLEIB	Вставка для зняття лігатури Click'aV® Ligating Clip Remover Insert, ендо, L, XL, баріатричний
0301-R804MLLE	Click'aV® Ligating Clip Remover, M, ML, L, ендо, ендохірургічний
0301-R804MLLEB	Click'aV® Ligating Clip Remover, M, ML, L, ендо, баріатричний
0301-R804MLLEHS	Ручка для зняття лігатурних затискачів Click'aV® з валом, M, ML, L, ендо
0301-R804MLLEHSB	Рукоятка для зняття лігатурних затискачів Click'aV® з валом, M, ML, L, ендо, 45 см (баріатрична)
0301-R804MLLEI	Вставка для зняття лігатурних кліпс Click'aV® Ligating Clip Remover, ендо, M, ML, L
0301-R804MLLEIB	Вставка для зняття лігатурних кліпс Click'aV®, ендоскопічна, M, ML, L, баріатрична
0301-R804MMLL	Click'aV® Ligating Clip Remover M, ML, L, для відкритої хірургії
0301-R804XL	Click'aV® Ligating Clip Remover XL, відкрита хірургія



Grena Ltd.

1000 Great West Road,
Brentford, London TW8 9NH, United
Kingdom

ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НОТІНГЕМСЬКИЙ ОФІС

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

+ 44 115 9704 800

+ 44 115 9704 800

export@grena.co.uk



LONDON *of* CHAMBER
COMMERCE AND INDUSTRY

www.grena.co.uk